

Productnieuws

Meer mogelijkheden met Live!D

Sinds januari 2010 moeten wettelijk gezien alle geiten twee oormerken dragen, waarvan er een elektronisch is. Nedap-Agri in Groenlo brengt een nieuw elektronisch oormerk op de markt onder de naam Live!D. Dit nieuwe elektronische oormerk is eenvoudig aan te brengen en uit te lezen met alle standaard-isoreaders.

Na een ontwikkelingsperiode van tweeënhalf jaar, met verschillende praktijktesten, komt dit nieuwe oormerk op de markt. Kwaliteit en herkenprestaties van het oormerk staan voorop. Het oormerk bevat een ring, waardoor met weinig kracht het oormerk eenvoudig aan te brengen is. Het snel en goed aanbrengen van het oormerk verkleint de kans op oorontstekingen. De oormerken zijn ISO 11784/11785 en FDX-B gestandaardiseerd, zodat gebruik met alle isoreaders en voercomputers mogelijk is. "Dankzij het gebruik van gepatenteerd materiaal is het Nedap gelukt om zeer goede herkenprestaties te verkrijgen terwijl het oormerk licht genoeg blijft om bij jonge dieren toe te kunnen passen", zegt Chris Gerritsen van Nedap-Agri.

Praktijktest

Bennie Aarts houdt op zijn bedrijf De Geitenfarm op twee locaties 3.700 melkgeiten. Op de locatie De Bergenweg melkt Aarts 2.300 geiten in een 84-stands carrouselmelkstal die buiten melkenstijd ook dienst doet als krachtvoercomputer. De elektronische oormerken worden intensief gebruikt op het bedrijf van Aarts. In de melkstal is doorloopherkenning, zodat tijdens het melken de melkgift per individuele geit geregistreerd wordt. Na het melken krijgen de geiten via de herkenning individueel een portie krachtvoer verstrekt als ze de 'melkstal' in komen. Dit jaar heeft Aarts de nieuwe oormerken van Nedap getest bij een groep van tweehonderd jonge geiten. Ook een enkele oudere geit is omgenummerd voor de test. "We hebben in het verleden al veel oormerken uitgetest en getest. Er zijn twee risico-aandachtsgebieden bij jonge geiten: het indrogen van de navel en het aanbrengen van de oormerken. We hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan hygiënisch werken om de kans op streptokokkeninfecties en de daaruit



Foto: Judith Wanninge

voortkomende gewrichtsontstekingen te voorkomen. Een maatregel is dat alle oormerken voor het aanbrengen gedesinfecteerd worden." Aarts heeft het aantal dikke oren en oorontstekingen bij de geiten niet geregistreerd, maar merkt wel dat er veel minder problemen zijn met de geiten die de oormerken van Nedap in hebben. Aarts wijdt dit aan het feit dat bij het aanbrengen de huid beter loskomt van het oormerk en hierdoor sneller indroogt.

"De oormerken zijn wel iets duurder bij aanschaf, maar als ik hiermee gewrichtsontstekingen kan voorkomen, kan ik dat eenvoudig weer terug verdienen", aldus Aarts die nu vierduizend oormerken in bestelling heeft.

De oormerken van Nedap staan op de lijst van goedgekeurde elektronische identificatiemiddelen voor schapen en geiten van het ministerie van Economische zaken en Landbouw en Innovatie (EL&I). Een actuele lijst van erkende leveranciers van oormerken voor geiten is te vinden op www.hetInvloket.nl.

Wilt u meer informatie over de oormerken van Nedap, dan kunt u bellen naar 0544 471 100 of kijk op de website www.nedap-liveid.com of www.optiveco.nl (dealer). De oormerken zijn verkrijgbaar vanaf 1,96 euro per set.

Extra sterke trekker

Het bedrijf Ebbers Metalworks uit Doetinchem heeft een extra sterke trekker ontwikkeld voor het droogmaken van de melkput of het tanklokaal. De trekker is licht in gebruik en efficiënt door zijn vorm en gewicht, weet de fabrikant. Met het hoge bord van 2 mm dik verzinkt staal kun je een grote hoeveelheid water in één beweging verplaatsen. Het rubber van de trekker is zacht en flexibel en eenvoudig te verwisselen.



Nieuw kalkstrooimiddel

Voerleverancier Forfarmers komt met een nieuw kalkstrooimiddel om de leef- en ligomgeving voor de geit en het lam droog en vrij van ziektekiemen te houden. Vooral de potten tijdens de aflammerperiode, vochtige plekken onder de drinkbakjes en de lammerhokken zijn belangrijke plaatsen voor ziektekiemen door aanwezigheid van vocht en de zure omgeving.

BreCalSan Box is een strooimiddel dat bestaat uit verschillende kalksoorten en mineralen op natuurlijke basis. Met dit nieuwe strooimiddel worden pathogene ziektekiemen gereduceerd, doordat het middel de omgeving minder zuur maakt. De pH-waarde komt door het gebruik van het middel boven de 11 uit. Bij een pH-waarde tussen de 4 en 9 kunnen pathogene ziektekiemen zich sterk ontwikkelen. Tevens absorbeert het strooimiddel een grote hoeveelheid vocht en hierdoor levert het een bijdrage aan een gezonder stalklimaat, aldus de fabrikant. Het product BreCalSan Box werkt niet irriterend op de huid en slijmvliezen. De te gebruiken dosering is afhankelijk van de toestand in de pot. BreCalSan Box is beschikbaar in zakken van 25 kg of in bigbags van 1.000 kg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Forfarmers via telefoon (0573) 288800.