

Veilig uitgevoerde bloedtap altijd mogelijk

Vanwege diergezondheidsdoeleinden moeten runderen regelmatig via bloedanalyses onderzocht worden. Het bloed bemonsteren is niet altijd een sinecure voor de veehouder en de bedrijfsdierenarts en niet zonder stress voor de dieren. Toch is met een minimum aan investering een veilige en goed uitgevoerde bemonstering mogelijk.

TEKST GUY NANTIER



1 Bloed tappen voor diergeneeskundig onderzoek is een vaak voorkomende activiteit op het rundveebedrijf. Zo moeten in België binnen het ibr-programma alle runderen ouder dan 12 maanden bemonsterd worden voor het behalen van een ibr-vrij statuut. Ook in het kader van andere diergezondheidsprogramma's, in toepassing van het aankoopprotocol of voor andere diergeneeskundige doeleinden (diagnostiek) worden dieren met regelmaat bemonsterd door de bedrijfsdierenarts. Meer info over welke bloedonderzoeken nuttig zijn, is te vinden op: www.dgz.be of www.gddiergezondheid.nl.

2 Deze bedrijfsleider investeerde enige jaren terug in een allround verplaatsbare behandelinstallatie die een veilige en goed uitgevoerde bloedbemonstering te allen tijde mogelijk maakt. De behandelinstallatie is door één persoon in 30 minuten op te stellen en heeft 6500 euro gekost. De installatie wordt boekhoudkundig op tien jaar afgeschreven.

3 De installatie, uit gegalvaniseerd staal, bestaat uit een loopgang met anti-retourpoort (terugloopblokkering), een kiosk en een vastzet- en behandelbox en is hier in de voergang opgesteld.

4 De terugloopblokkering verhindert dat het dier zich terug bij het koppel voegt. In het deel met de anti-retour kan het dier eveneens tot rust komen zonder het contact met de kudde te verliezen.

5 De kiosk biedt een veilige werkplek voor de dierenarts.

6 De vastzet- en behandelbox is 2,5 m lang op 1 m breed. De kiosk voor de veearts is 1,2 m op 1 m. In de box kan het dier frontaal in de nek worden vastgezet. Het aflezen van het werknummer van het dier voor de bijhorende administratie kan daardoor in alle rust gebeuren.

7 In de box kan het dier ook zijdelings worden geklemd om het werk te vergemakkelijken. De volledig opendraaiende zijpanelen zorgen ook voor een totale flanktoegang. Hierdoor is deze box ook ideaal voor het scheren en kan er zelfs een keizersnede worden uitgevoerd.

8 Het bloed tappen in de staart van een geïmmobiliseerd dier is vanuit de kiosk een fluitje van een cent.

9 In de behandelbox kan de dierenarts ook andere werkzaamheden op een veilige manier verrichten, zoals het scheren en tuberculineren of rectaal onderzoek voor drachtcontrole.

